



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO No. SSCDMX-DGAF-213-2022-1

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO ABIERTO NÚMERO **SSCDMX-DGAF-213-2022** PARA **EL SERVICIO INTEGRAL PARA EQUIPOS DE MACERADOR**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **MTRA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL GCDMX"**, ASISTIDA POR EL **LIC. BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO**, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, EL **DR. JOSÉ ALEJANDRO AVALOS BRACHO**, DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, COMO EL **"ÁREA REQUERENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO"** Y EL **Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY**, DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS, COMO EL **"ÁREA TÉCNICA"** Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL, **CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL, EL **C. EDUARDO MONDRAGÓN MORA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PROVEEDOR"** Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, **"EL GCDMX"** Y **"EL PROVEEDOR"**, CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO **SSCDMX-DGAF-213-2022** PARA **EL SERVICIO INTEGRAL PARA EQUIPOS DE MACERADOR**, EN LO SUCESIVO **"EL CONTRATO"** EN EL CUAL QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL SERVICIO, UN MONTO MÁXIMO DE **\$18,122,116.02 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 02/100 M.N.)**, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN ADELANTE EL I.V.A.
2. QUE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA EN SU SEGUNDO PÁRRAFO DE **"EL CONTRATO"** SE ACORDÓ QUE, **"CUALQUIER MODIFICACIÓN O VARIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁN ESTIPULARSE POR ESCRITO, DEBIENDO SUSCRIBIRLO "LAS PARTES" QUE SIGNARON ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO O AQUÉLLAS QUE LAS SUSTITUYAN EN EL CARGO O FUNCIONES..."**, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO IMPLIQUEN INCREMENTO DE PRECIOS, OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A FAVOR DE **"EL PROVEEDOR"**, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LO SUBSECUENTE **"LA LEY"**.
3. MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSCDMX/DGPSMU/11639/2022, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y URGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE **"LA LEY"**, SOLICITÓ LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO A **"EL CONTRATO"**, A EFECTO DE INCORPORAR 12 NUEVOS MACERADORES, AL **ANEXO 2 (1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL PARA MACERADOR) DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EQUIPOS DE MACERADOR**.

DECLARACIONES

- I. **"EL GCDMX" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:**
 - I.1 RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMAS DECLARACIONES MANIFESTADAS POR LA **"EL GCDMX"** EN **"EL CONTRATO"**.
 - I.2 DADA LA NATURALEZA DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, SE REQUIERE ADICIONAR A LOS **ANEXOS: 2 (1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL PARA MACERADOR)**, DE **"EL CONTRATO"**, EN LOS TÉRMINOS Y POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL OFICIO DE SOLICITUD INDICADO EN EL **"ANTECEDENTE 3"** DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO No. SSCDMX-DGAF-213-2022-1

II. "EL PROVEEDOR" POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL, DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- II.1 RATIFICA TODAS Y CADA UNA DE SUS DECLARACIONES INDICADAS EN "EL CONTRATO" Y MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS, SUSPENDIDAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA SUS FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

III. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

- III.1 EN ESTE ACTO SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTARON EN "EL CONTRATO", LAS CUALES SE RATIFICAN EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
- III.2 MANIFIESTAN QUE LOS ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENDRÁN IGUAL SIGNIFICADO DEL QUE SE LES CONCEDIÓ EN "EL CONTRATO".
- III.3 ESTE CONVENIO MODIFICATORIO SE REGULA POR "LA LEY", SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE SEAN APLICABLES.
- III.4 EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, VIOLENCIA NI VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO Y QUE ES SU VOLUNTAD SUSCRIBIRLO EN LOS TÉRMINOS EN ÉL PLANTEADOS.

CLÁUSULAS

PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. OBJETO.

EL PRESENTE CONVENIO, TIENE POR OBJETO LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO 2 DE "EL CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE 12 NUEVOS MACERADORES, PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA EQUIPOS DE MACERADOR.

SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. MODIFICACIONES AL ANEXO DEL CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO PACTADO POR "LAS PARTES" EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, ASÍ COMO POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DE "LA LEY" Y EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DE "EL CONTRATO", SE MODIFICA EL ANEXO 2, PREVIENDO LO SIGUIENTE:

HOSPITAL	EQUIPOS MACERADORES A INSTALAR
HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO DRA. ABDULIA RODRÍGUEZ	2
HOSPITAL GENERAL TLÁHUAC DRA. MATILDE PETRA MONTOYA LAFRAGUA	3
HOSPITAL GENERAL XOCO	3
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	4
TOTAL	12

ASÍ TAMBIÉN SE IDENTIFICÓ INSUMOS QUE PERMITIRÁN A LA SECRETARÍA DE SALUD APROVECHAR MEJORAS TECNOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO, POR LO QUE SE PRESENTAN LOS INSUMOS SUSTITUTOS EN LA SIGUIENTE TABLA:



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO No. SSCDMX-DGAF-213-2022-1

TABLA 1 LISTA DE INSUMOS CON MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE MACERADOR	
1	ORINAL PARA MUJER
2	CÓMODO DESECHABLE EN FORMA DE GOTA
3	SOPORTE DESECHABLE PARA CÓMODO
4	PALANGANA PARA BAÑO
5	LEBRILLO GRANDE
6	CHAROLA RIÑÓN
7	TAZA MEDIDORA
8	ORINAL PARA VARÓN
9	POLÍMERO PARA GELATIZACIÓN DE FLUIDOS
10	DESINFECTANTE PARA MACERADOR
11	TOALLAS LIMPIADORAS HÚMEDAS
12	TOALLAS

TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. VIGENCIA DEL CONVENIO.

EL PRESENTE INSTRUMENTO SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, Y SUBSISTIRÁ DURANTE LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO".

CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. CONDICIONES SUBSISTENTES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE, POR VIRTUD DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, NO SE GENERA NOVACIÓN ALGUNA RESPECTO DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN "EL CONTRATO" Y SUS ANEXOS, POR LO QUE ÉSTAS SE CONSERVAN EN TODOS SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, SALVO LO EXPRESAMENTE PACTADO EN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO.

QUINTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES" SE OBLIGAN A OBSERVAR Estrictamente LO PACTADO EN "EL CONTRATO", SUS ANEXOS Y EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, POR LO QUE, EN CASO CONTRARIO, LO RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO CUANDO SEA POSIBLE, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN.

SEXTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.

"LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CONTENIDOS EN "EL CONTRATO", SUS ANEXOS Y ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SON PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE REALIZARÁN TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO; SIN EMBARGO, EN CASO DE QUE SE SUSCITARE DUDA O CONTROVERSIA EN LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE ÚLTIMO, ACUERDAN SOMETERSE A LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

ENTERADAS "LAS PARTES" DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO RATIFICAN Y FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN, EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO No. SSCDMX-DGAF-213-2022-1

POR "EL GCDMX"

MTA. EMMA LUZ LÓPEZ JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POR "EL PROVEEDOR"

C. EDUARDO MONDRAGÓN MORA
APODERADO LEGAL DE "CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN
EN SERVICIOS MÉDICOS", S.A. DE C.V.

"ÁREA DE ASISTENCIA"

LIC. BENJAMÍN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS

"ÁREA REQUIRIENTE Y ADMINISTRADORA DEL CONVENIO"

DR. JOSÉ ALEJANDRO AVALOS BRACHO
DIRECTOR GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y
URGENCIAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS.



PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO No. SSCDMX-DGAF-213-2022-1

"ÁREA TÉCNICA"

[Firma manuscrita]

Q.F.B. HÉCTOR SALGADO SCHOELLY
DIRECTOR DE MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍA E INSUMOS

[Firma manuscrita]

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO AL RUBRO CITADO, PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA EQUIPOS DE MACERADOR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL "CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS", S.A. DE C.V.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ANEXO 2

(1 CONDICIONES DEL SERVICIO INTEGRAL PARA MACERADOR)

5

1

10

1

ANEXO A. LISTADO DE MEJORAS TECNOLÓGICAS

No.	Descripción	Mejora Tecnológica
1	ORINAL PARA VARÓN, 900ML	El orinal tiene capacidad de 1,000 ml y el material permitirá contar con una mejor capacidad para la retención de fluidos.
2	CÓMODO DESECHABLE EN FORMA DE GOTA	El cómodo tiene un diseño ergonómico que permitirá contar con un área amplia para su uso, el material permitirá contar con una mejor capacidad para la retención de fluidos.
3	SOPORTE DESECHABLE PARA CÓMODO	El soporte desechable para cómodo cuenta con una capacidad de carga de 100 kg.
4	ORINAL PARA MUJER, 1L	El orinal para mujer cuenta con la flexibilidad para su uso por Hombres y Mujeres debido a que cuenta con un adaptador ergonómico que permite su uso de forma eficiente para mujeres, cuenta con una capacidad de retención de fluidos mayor a 4 horas.
5	CHAROLA RIÑÓN	La charola riñón cuenta con una capacidad de retención de fluidos mayor a 4 horas.
6	TAZA MEDIDORA, 1L	Cuenta con una capacidad de retención de fluidos mayor a 4 horas.
7	LEBRILLO GRANDE	El lebrillo cuenta con una capacidad de retención de fluidos mayor a 4 horas.
8	PALANGANA PARA BAÑO	La Palangana cuenta con una capacidad de retención de fluidos mayor a 4 horas
9	POLÍMERO PARA GELATINIZACIÓN DE FLUIDOS,	Inicia la absorción de líquidos en menos de 30 segundos
10	DESINFECTANTE PARA MACERADOR	El desinfectante no contiene alcohol, se puede diluir fácilmente, no es volátil, sin corrosión, cumple con eficiencia similar a BARDAC 208 m.
11	TOALLAS LIMPIADORAS HUMEDAS	Las toallas tienen una dimensión de 26 por 22 centímetros para tener una cobertura más amplia de la mano cuando se utilicen, se entregarán en empaques de 90 piezas sin costo adicional.
12	TOALLAS LIMPIADORAS SECAS	Las toallas tienen una dimensión de 33 por 30 centímetros para tener una cobertura más amplia de la mano cuando se utilicen, se entregarán en empaques mayores a 80 piezas sin costo adicional.

CREAMEDIC

CONTRATO NO. SSCDMX-DGAF-213-2022
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO B. FICHAS TÉCNICAS

3

1

1

1

1

ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

 Ref.: CREA-TDS-AUB1000
 CREMUB1000

Descripción	Orinal Femenino Desechable Pulpa Médica	
Código del artículo	100CREAUB1000 Adaptador	100CREMUB1000 Orinal
Imagen del producto		
Capacidad nominal	No aplicable	No aplicable
Peso	10g +/- 2g	47g +/- 4g
Dimensión	150 x 120 x 60 mm	240 x 110 x 130 mm
Calificación graduada	No aplicable	No aplicable
Material	Cartón Kraft biodegradable	Cartón Kraft biodegradable
Color	Café Dorado	Café Dorado
Base	Ninguno	Ninguno
Acabado	Mate	Mate
Conformidad	PAS29:1999 "Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"	
Temperatura del fluido	Inicial 35°C	
Retención de líquidos	> 4 horas	
Embalaje en 2 cajas	100 piezas por caja	100 piezas por caja
Peso del cartón	1.5 kg	5.2 kg
Tamaño del cartón	L510 x W260 x H230 mm	L710 x W410 x H790 mm
Disposición	Macerador o cubo de basura apropiado	
Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Sin luz solar directa.	
Accesorios asociados	100CREMUB1000 Urinario Bulboso Masculino	

Aviso:


Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.

Revd(10822)



ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

Ref.: CREA-TDS-BPG2000

Descripción	Cómodo Desechable 2000ml Pulpa Médica Desechable	
Código del artículo	100CREBPG2000	
Imagen del producto		
Capacidad nominal	2000 MI	
Peso	52g +/- 4g	
Dimensión	363 x 297 x 89 milímetros	
Calificación graduada	Mínimo 100MI; Máximo 2000ml; Intervalo 100ml	
Material	Cartón Kraft biodegradable	
Color	Café Dorado	
Base	Plana, estable	
Acabado	Mate	
Conformidad	PAS29:1999 »Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"	
Temperatura del fluido	Inicial 35°C	
Retención de líquidos	> 4 horas	
Embalaje	100 piezas por caja	
Peso del cartón	5.7 kilogramos	
Tamaño del cartón	L720 x W370 x H310 milímetros	
Disposición	Macerador o cubo de basura apropiado	
Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Sin luz solar directa.	
Accesorios asociados		
Pulpas moldeadas	100CREBPS2000	Soporte de bandeja < 100 kg

Aviso:

Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.

Rev01(0822)



ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

Ref.: CREA-TDS-BPS2000

Descripción	Soporte de cómodo < Pulpa médica desechable 100 kg	
Código del artículo	100CREBPS2000	
Imagen del producto		
Capacidad nominal	2000 ML	
Peso	95g +/- 4g	
Dimensión	362 x 296 x 89 milímetro	
Material	Cartón Kraft biodegradable	
Color	Café Dorado	
Base	Plana, estable	
Acabado	Mate	
Conformidad	PAS29:1999» Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"	
Temperatura del fluido	Inicial 35°C	
Retención de líquidos	> 4 horas	
Embalaje	45 piezas por caja	
Peso del cartón	2.9 kilogramos	
Tamaño del cartón	L720 x W370 x H310 milímetros	
Disposición	Macerador o cubo de basura apropiado	
Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Sin luz solar directa.	
Accesorios asociados	100CREBPG2000	cómodo desechable 2000ml

Aviso:

Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.

Rev01(0822)



ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

Ref.: CREA-TDS-GMJ1000

Descripción	Taza Medidora Graduada 1000ml Pulpa Médica Desechable
Código del artículo	100CREGMJ1000
Imagen del producto	
Capacidad nominal	1000 MI
Peso	32g +/- 4g
Dimensión	280 x 180 x 100 milímetro
Calificación graduada	Mínimo 50MI; Máximo 1000ml; Intervalo 100ml
Material	Cartón Kraft biodegradable
Color	Café Dorado
Base	Plana, estable
Acabado	Mate
Conformidad	PAS29:1999» Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"
Temperatura del fluido	Inicial 35°C
Retención de líquidos	> 4 horas
Embalaje	100 piezas por caja
Peso del cartón	3.7 kilogramos
Tamaño del cartón	L510 x W260 x H360 milímetro
Disposición	Macerador o cubo de basura apropiado
Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Sin luz solar directa.

Aviso:

Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.





Multipap

ESPECIFICACIÓN DE DATOS TÉCNICOS

CERTIFICADOS



The mark of
responsible forestry

Nombre del Producto:

Palangana

Dimensiones

445 x 354 x RR, 5 mm

Peso:

Folio:

P00054_01_01_Contenedor-Creamedic

Descripción:

Bandeja para pulpa de papel y cartón moldeado, para transporte de fluidos, con aplicación antigrasa, antiresiduos de fibra, soporta altas y bajas temperaturas, blanda. Retención de fluidos mayor a 4 horas.

Producto 100% biodegradable y compostable de 6 a 12 meses

100% reciclable,



Handwritten blue mark resembling a stylized 'X' or signature.

Handwritten blue mark resembling a stylized 'X' or signature.

ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

Ref.: CREA-TDS-GPB3000

Descripción
Código del artículo
Imagen del producto

Lebrillo 3000ml Pulpa médica desechable
100CREGPB3000



Capacidad nominal
Peso
Dimensión
Calificación graduada

3000 ML
61g +/- 4g
290 x 290 x 100 milímetro
Mínimo 500ML; Máximo 3000ml; Intervalo 500ml

Material
Color
Base
Acabado

Cartón Kraft biodegradable
Café Dorado
Plana, estable
Mate

Conformidad
Temperatura del fluido
Retención de líquidos

PAS29:1999» Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"
Inicial 35°C
> 4 horas

Embalaje
Peso del cartón
Tamaño del cartón

100 piezas por caja
6.6 kilogramos
L620 x W310 x H310 mm

Disposición
Condiciones de
almacenamiento

Macerador o cubo de basura apropiado
Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Sin luz solar directa.

Aviso:

Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.




ESPECIFICACIONES DE DATOS TÉCNICOS

Referencia: CREA-TDS-KND0700

Descripción
Código del artículo
Imagen del producto

Charola riñón 700ml Pulpa médica desechable
100CREKND0700



Capacidad nominal
Peso
Dimensión
Calificación graduada

700 ML
26g +/- 2g
260 x 140 x 50 milímetro
Ninguno

Material
Color
Base
Acabado

Cartón Kraft biodegradable
Café Dorado
Plana, estable
Mate

Conformidad
Temperatura del fluido
Retención de líquidos

PAS29:1999» Productos de pulpa desechables para uso en el cuidado de la salud"
Inicial 35°C
> 4 horas

Embalaje
Peso del cartón
Tamaño del cartón

300 piezas por caja
8.3 Kilogramos
L580 x W360 x H420 milímetro

Disposición
Condiciones de almacenamiento

Macerador o cubo de basura apropiado
Almacene en un ambiente fresco y seco, lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
Sin luz solar directa.

Aviso:

Todas las especificaciones de productos, ilustraciones, dibujos, imágenes, dimensiones, datos de rendimiento y otra información en nuestras especificaciones de datos técnicos o puesta a disposición por nosotros están sujetas a cambios sin previo aviso y están destinadas a representar no más que una ilustración general de los productos y sus características y no constituyen una garantía o representación por nuestra parte de que los productos se ajustarán a la misma. Los productos que se le envían pueden variar de estas imágenes o especificaciones.

Rev0(0822)



APEX PULP PTE LTD
www.apexpulp.com

sales@apexpulp.com

© 2022 APEX PULP PTE LTD. All rights reserved.

DURACIÓN

3 años

CÓDIGO DE PRODUCTO

SAS06100

De un solo uso

no consumir

Mantener alejado de la luz solar directa.

Mantener seco

NEU Industries Pte Ltd

www.neuindustries.com

132 Joo Seng Road #04-01 Singapore 368358


Tel: [REDACTED] sales@neuindustries.com

Handwritten blue marks on the left margin.

Handwritten brown oval mark on the right margin.

Handwritten blue 'X' mark at the bottom center.

Handwritten blue marks at the bottom right corner.



neusAS

Super Absorbing Sachets

Absorbs Liquid Fast & Prevents Odour

neusAS Super Absorbing Sachets solidifies liquid and spillage quickly and preventing odours. Each neusAS is packed in water soluble sachet which

SOBRES SÚPER ABSORBENTES

Absorbe el líquido rápido y evita el olor.

Los sobres superabsorbentes neuSAS solidifican líquidos y derrames de forma rápida y previenen olores. Cada neuSAS se envasa en un sobre soluble en agua que absorbe rápidamente el líquido, transformándolo en una textura similar a un gel en segundos!

SOBRES SÚPER ABSORBENTES

neuSAS Sobres están diseñados para ayudar a mejorar el proceso de limpieza de derrames de fluidos ya que es una solución rápida y fácil. Cada sobre está lleno con fórmula super absorbente que comienza a absorber líquido en menos de treinta segundos. *

*Basado en el derrame de agua

La forma tradicional de limpieza de fluidos corporales y médicos, el derrame de desechos expone el alto riesgo de contaminación cruzada.

Con neuSAS, los derrames de fluidos se absorben instantáneamente, reduce el olor y se solidifica para una eliminación fácil y segura.

- El empaque resellable mantiene neuSAS seco
- Hendidura para apertura del nuevo empaque
- Base plana para almacenamiento vertical
- Sobre soluble en agua
- Agujeros permeables
- Fórmula super absorbente

Apta para su uso:

Derrame de fluidos

Prevención de salpicaduras

Simple y fácil de usar

neuSAS está diseñado para ser eficiente y fácil de usar.

Utilice la bolsita en el área del derrame. ¡Absorberá y ayudará a solidificar el líquido en segundos!

Elimina fácilmente los residuos líquidos.

Los sobres de neuSAS se pueden utilizar para tratar tales derrames. Es poderoso para absorber y estabilizar el líquido, convirtiéndolos gradualmente en gel semisólido, haciéndolo fácil de limpiar como la mayoría de los desechos sólidos.

Minimice el olor residual

La bolsita neuSAS no solo ayuda a solidificar los líquidos corporales, sino que también ayuda a absorber el olor residual del líquido.

Beneficios de neuSAS:

- ✓ Mejora la dignidad de los pacientes
- ✓ Previene la propagación de infecciones cruzadas
- ✓ Minimiza el olor de los derrames
- ✓ Proceso de limpieza sin complicaciones
- ✓ Seguro, conveniente y fácil de usar
- ✓ Reduce los incidentes de derrames
- ✓ Acorta el proceso de limpieza
- ✓ Bolsita soluble en agua para un fácil manejo

Guía del usuario

A continuación, se muestra una ilustración de cómo se aplica neuSAS en un escenario de derrame. Tenga en cuenta que la cantidad de sobres a utilizar depende de la cantidad de derrame.

1. Abra la bolsa con cierre y tome los sobres respectivamente. Cada sobre puede absorber entre 300ml a 500ml de líquido dependiendo de la densidad. Asegúrese de volver a sellar la bolsa después de su uso para mantener los sobres secos.
2. Simplemente coloque el sobre en las áreas de derrame. NO es necesario abrir el sobre ya que la bolsa es soluble en agua.
3. El sobre comenzará a absorber los desechos líquidos y convierte en semi-gel en segundos! El área está libre de olor y listo para limpiar.
4. Retire las neuSAS solidificadas y deséchelas directamente en contenedores de basura apropiados.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sobres superabsorbentes neuSAS

CANTIDAD


100 sobres

User Guide


Below is an illustration on how neuSAS is being applied onto a spillage scenario. Please be advised that the amount of sachets to be used depends on the amount of spillage.




1. Open resealable pouch and retrieve sachets accordingly. Each sachet can absorb between 300ml to 500ml of liquid depending on density. Please ensure to reseal the pouch after use to keep the sachets dry.



2. Simply place the sachet onto spillage areas. It is NOT necessary to open the sachet as the pouch is water soluble.



3. The sachet will start to absorb the liquid waste and turn into semi-gel within seconds! Area is free from odour and ready for cleaning.



4. Remove solidified neuSAS and dispose directly into appropriate waste bins.

PRODUCT INFORMATION

QUANTITY

SHELF LIFE

PRODUCT CODE

neuSAS Super Absorbing Sachets

100 Sachets

3 Years

SAS06100



Single use only



Do not consume



Keep away from direct sunlight



Keep Dry



Tipo de Documento:

FICHA TÉCNICA

Título:

DESINFECTANTE PARA MACERADOR

Descripción del Producto	Desinfectante para Macerador con fórmula concentrada eficaz contra bacterias, hongos, virus, esporas y algas. De fácil aplicación para pisos, mesas, teléfonos, manijas de puertas, sillas, ventanas, grifos y superficies de baño, suelas de zapato, tapates exteriores, vestiduras de auto, volante etc. Su potente fórmula inactiva hongos, microorganismos y levaduras. No causa reacciones secundarias como irritación ni enrojecimiento.
Activos	Contiene cuaternario de amonio de 5ta generación, de amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Ingrediente activo en formulaciones de desinfectantes de superficie duras, y Sanitizante. Este compuesto tiene una potente acción germicida en aguas con altas cargas orgánicas. Cuenta con registro EPA. Es un producto inocuo, no contamina el ambiente.
Presentación y Empaque	Envase de 2 L y 5L en PEAD con etiqueta que cumple diseño en código y versión.
Apariencia del Producto	Producto líquido cristalino de color azul, libre de material suspendido.
Nivel de fijación	NA
Olor	Característico
Precauciones	No ingerir. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental enjuague con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite la inhalación. AL manipularlo no lo haga directamente a la cara, utilice guantes. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico.
Vida de Anaquel	24 meses cerrados. 12 meses después de abierto.
Condiciones de Almacenamiento	Mantenerse cerrado herméticamente. Evitar la luz solar directa.
HECHO EN MÉXICO	

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Jun-22	Documento Nuevo

EFICIENCIA BACTERIAS Y VIRUS

Tipo de Documento:



Título: DESINFECTANTE PARA MACERADOR

Bacterias:

- Acinetobacter baumannii
- Brevibacterium ammoniagenes
- Campylobacter jejuni
- Citrus Canker
- Enterobacter aerogenes
- Enterococcus faecalis
- Enterococcus faecalis - Vancomycin res.
- Escherichia coli
- Escherichia coli ESBL
- Klebsiella pneumoniae
- Legionella pneumophila
- Pseudomonas aeruginosa
- Pseudomonas cepacia
- Salmonella (choleraesuis) enterica
- Salmonella schottmuelleri
- Salmonella typhi
- Serratia marcescens
- Shigella dysenteriae
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus pyogenes
- Vibrio cholerae

Virus:

- Adenovirus Type 5
- Adenovirus Type 7
- Hepatitis B (HBV)
- Hepatitis C (HCV)
- Herpes Simplex Type 1
- Herpes Simplex Type 2
- HIV-1 (AIDS Virus)
- Human Coronavirus
- Influenza A
- Norwalk
- Respiratory Syncytial Virus
- SARS associated Coronavirus
- Vaccinia

	Tipo de Documento: FICHA TÉCNICA COMPLETA
Título:	DESINFECTANTE PARA MACERADOR

Descripción del Producto	Desinfectante con fórmula concentrada de amplio espectro eficaz contra bacterias, hongos, virus, esporas y algas. De fácil aplicación para pisos, mesas, teléfonos, manijas de puertas, sillas, ventanas, grifos y superficies de baño, suelas de zapato, tapates exteriores, vestiduras de auto, volante etc. Su potente fórmula inactiva hongos, microorganismos y levaduras No causa reacciones secundarias como irritación ni enrojecimiento.
Activos	Contiene cuaternario de amonio de 5ta generación, de amplio espectro contra bacterias, hongos, virus y algas. Ingrediente activo en formulaciones de desinfectantes de superficie duras, y Sanitizante. Este compuesto tiene una potente acción germicida en aguas con altas cargas orgánicas. Cuenta con registro EPA. Es un producto inocuo, no contamina el ambiente.
Presentación y Empaque	Envase de 2 L y 5 L con etiqueta que cumple diseño en código y versión.
Apariencia del Producto	Producto liquido cristalino de color azul, libre de material suspendido.
Nivel de fijación	NA
Olor	Característico
Precauciones	No ingerir. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental enjuague con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite la inhalación. AL manipularlo no lo haga directamente a la cara, utilice guantes. Si observa alguna reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico.
Vida de Anaquel	24 meses cerrados. 12 meses después de abierto.
Condiciones de Almacenamiento	Mantenerse cerrado herméticamente. Evitar la luz solar directa.
HECHO EN MÉXICO	

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Jun-22	Documento Nuevo

Diferenciador del Activo ante otros	BARDAC 208 M: Cuaternario de amonio de 5ta generación, de amplio espectro con ingrediente activo en formulaciones de desinfectantes de superficies duras. Contra la competencia: Sin corrosión, no contiene alcohol, se puede diluir fácilmente, no es volátil, sin reacciones alérgicas y no es tóxico.
--	---

Eficiencia BARDAC 208 M

Los estudios realizados han demostrado eficiencia contra los siguientes microorganismos:

Pseudomonas aeruginosa	Acinetobacter baumannii
Pseudomonas cepacia	Brevibacterium ammoniagenes
Salmonella (choleraesuis) enterica	Campylobacter jejuni
Salmonella schottmuelleri	Citrus Canker
Salmonella typhi	Enterobacter aerogenes
Serratia marcescens	Enterococcus faecalis
Shigella dysenteriae	Enterococcus faecalis - Vancomycin res.
Staphylococcus aureus	Escherichia coli
Staphylococcus aureus	Escherichia coli ESBL
Streptococcus pyogenes	Klebsiella pneumoniae
Vibrio cholerae	Legionella pneumophila

Efectividad con los siguientes virus:
Adenovirus Type 5
Adenovirus Type 7
Hepatitis B (HBV)
Hepatitis C (HCV)
Herpes Simplex Type 1
Herpes Simplex Type 2
HIV-1 (AIDS Virus)
Human Coronavirus
Influenza A
Norwalk
Respiratory Syncytial Virus
SARS associated Coronavirus
Vaccinia

Virus/ Bacteria	Concentración	Efectividad	Tiempo de pose
E. Colli	50 ppm	99.999%	60 seg
Enterococcus Hiraе	50 ppm	99.999%	1 min
Staphylococcus aureus	50 ppm	100%	60 seg
Salmonella Taphosa	50 ppm	100%	60 seg
Pseudomonas Aeriginosa	50 ppm	99.999%	60 seg
Sars CoV-2	50 ppm	99.999%	60 seg

TOALLITAS HUMEDAS

TOALLITAS HUMEDAS

Tipo Creamedic de 58 g

DESCRIPCIÓN:

Las **TOALLITAS HUMEDAS** están formuladas para eliminar suciedades ligeras. Son una solución inteligente para limpiezas rápidas cuando no se dispone de agua y jabón.

El uso de **TOALLITAS HUMEDAS** en múltiples ocasiones a lo largo del día facilita la limpieza al proporcionar la comodidad de una eliminación rápida, segura e higiénica en el inodoro.

Las **TOALLITAS HUMEDAS** están formuladas para ser suaves con la piel. Son libres de conservantes agresivos y no contienen colorantes, triclosán, parabenos ni ftalatos.

Toalla de 26cm x 22cm tela fabricada de celulosa/viscosa de 58 g/m².

APLICACIÓN:

TOALLITAS HUMEDAS tienen una textura suave para limpiar suavemente las manos.

Perfecto para uso frecuente.

Higiénico y seguro para alcantarillado.

PROPIEDADES (1):

Estado Físico:	Toalla impregnada de líquido
Color:	Toalla Blanca solución incolora
pH:	6 – 10
Densidad:	0.95 – 1.05 g/cm ³

MODO DE USO:

Límpiese bien las manos. Frote suavemente para secar sin enjuagar. Deseche la toallita en el inodoro o contenedor.

PRESENTACIÓN:

ND

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del calor y las llamas.
Mantener cerrado para evitar la evaporación.
Sólo para uso externo.
Consulte SDS.

(1) All the product properties are exclusive a reference for commercial use and never represents the technical specifications of the product quality. In case to require such information, please ask for the Quality Product Certificate.

TOALLITAS SECAS

DESCRIPCIÓN:

Las **TOALLITAS SECAS** son una solución inteligente para limpiezas rápidas cuando no se dispone de agua y jabón.

El uso de **TOALLITAS SECAS** en múltiples ocasiones a lo largo del día facilita la limpieza al proporcionar la comodidad de una eliminación rápida, segura e higiénica en el inodoro.

Toalla de 33.0 cm x 30.0 cm, tela fabricada de celulosa/viscosa de 75 g/m².

APLICACIÓN:

TOALLITAS SECAS tienen una textura suave para limpiar el cuerpo completo.

Perfecto para uso frecuente.

Higiénico y seguro para alcantarillado.

PROPIEDADES ⁽¹⁾:

Estado Físico:	Toalla de celulosa/viscosa
Color:	Toalla Blanca
pH:	N/A
Densidad:	75 g/m ² , tela.

MODO DE USO:

Limpie bien la zona que requiere tratar, frotando suavemente. Deseche la toallita en el inodoro o contenedor.

PRESENTACIÓN:

ND

PRECAUCIONES:

Mantener alejado del calor y las llamas.
Mantener cerrado y libre de humedad.
Sólo para uso externo.
Consulte SDS.

TOALLITAS SECAS

ANEXO C. TABLA DE EQUIVALENCIAS

No.	Descripción	Cantidad de piezas por caja en Contrato	Cantidad Solicitada	Cantidad a equivalente en piezas	Cantidad de piezas por caja de nuevo ítem	Cantidad en cajas/paquetes a entregar	Cantidad a equivalente en piezas	Piezas extras que se entregan sin costo adicional
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	1	24	100	1	100	76
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	2	48	100	1	100	52
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	3	72	100	1	100	28
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	4	96	100	1	100	4
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	5	120	100	2	200	80
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	6	144	100	2	200	56
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	7	168	100	2	200	32
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	8	192	100	2	200	8
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	9	216	100	3	300	84
1	Orinal Para Mujer, 1l	24	10	240	100	3	300	60
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	1	75	100	1	100	25
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	2	150	100	2	200	50
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	3	225	100	3	300	75
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	4	300	100	3	300	0
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	5	375	100	4	400	25
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	6	450	100	5	500	50
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	7	525	100	6	600	75
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	8	600	100	6	600	0
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	9	675	100	7	700	25
2	Cómodo desechable en forma de gota	75	10	750	100	8	800	50
3	Soporte desechable para cómodo	50	1	50	45	2	90	40
3	Soporte desechable para cómodo	50	2	100	45	3	135	35
3	Soporte desechable para cómodo	50	3	150	45	4	180	30
3	Soporte desechable para cómodo	50	4	200	45	5	225	25
3	Soporte desechable para cómodo	50	5	250	45	6	270	20
3	Soporte desechable para cómodo	50	6	300	45	7	315	15
3	Soporte desechable para cómodo	50	7	350	45	8	360	10

CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

Av. Gustavo Baz 309 • Edif. A2 Piso 3 D303 • Centrum Park • La Loma
Tlalnepantla de Baz • Estado de México • 54060 MTE9909144K1 • Tel. [REDACTED]

www.creamedic.com.mx

ANEXO C: TABLA DE EQUIVALENCIAS

Nº.	Descripción	Cantidad de piezas por caja en Contrato	Cantidad Solicitada	Cantidad a equivalente en piezas	Cantidad de piezas por caja de nuevo insumo	Cantidad en cajas/paquetes a entregar	Cantidad a equivalente en piezas	Piezas extras que se entregarán sin costo adicional
3	Soporte desechable para cómodo	50	8	400	45	9	405	5
3	Soporte desechable para cómodo	50	9	450	45	10	450	0
3	Soporte desechable para cómodo	50	10	500	45	12	540	40
4	Palangana para baño	100	1	100	100	1	100	0
5	Lebrillo grande	100	1	100	100	1	100	0
6	Charola riñón	260	1	260	300	1	300	40
6	Charola riñón	260	2	520	300	2	600	80
6	Charola riñón	260	3	780	300	3	900	120
6	Charola riñón	260	4	1040	300	4	1200	160
6	Charola riñón	260	5	1300	300	5	1500	200
6	Charola riñón	260	6	1560	300	6	1800	240
6	Charola riñón	260	7	1820	300	7	2100	280
6	Charola riñón	260	8	2080	300	7	2100	20
6	Charola riñón	260	9	2340	300	8	2400	60
6	Charola riñón	260	10	2600	300	9	2700	100
7	Taza medidora	100	1	100	100	1	100	0
8	Orinal para varón	120	1	120	100	2	200	80
8	Orinal para varón	120	2	240	100	3	300	60
8	Orinal para varón	120	3	360	100	4	400	40
8	Orinal para varón	120	4	480	100	5	500	20
8	Orinal para varón	120	5	600	100	6	600	0
8	Orinal para varón	120	6	720	100	8	800	80
8	Orinal para varón	120	7	840	100	9	900	60
8	Orinal para varón	120	8	960	100	10	1000	40
8	Orinal para varón	120	9	1080	100	11	1100	20
8	Orinal para varón	120	10	1200	100	12	1200	0
9	Polímero para gelatinización de fluidos	100	1	100	100	1	100	0
10	Desinfectante para macerador	16	1	16	16	1	16	0
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	1	75	90	1	80	5
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	2	150	90	2	180	30
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	3	225	90	3	270	45
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	4	300	90	4	360	60

CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MEDICOS, S.A. DE C.V.

Av. Gustavo Baz 309 • Edif. A2 Piso 3 D303 • Centrum Park • La Loma
Tlalnepantla de Baz • Estado de México • 54060 MTE9909144K • Tel. [REDACTED]

www.creamedic.com.mx

ANEXO C. TABLA DE EQUIVALENCIAS

No.	Descripción	Cantidad de piezas por caja en Contrato	Cantidad Solicitada	Cantidad a equivalente en piezas	Cantidad de piezas por caja de nuevo insumo	Cantidad en cajas/paquetes a entregar	Cantidad a equivalente en piezas	Piezas extras que se entregan sin costo adicional
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	5	375	90	5	450	75
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	6	450	90	5	450	0
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	7	525	90	6	540	15
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	8	600	90	7	630	30
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	9	675	90	8	720	45
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	10	750	90	9	810	60
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	11	825	90	10	900	75
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	12	900	90	10	900	0
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	13	975	90	11	990	15
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	14	1050	90	12	1080	30
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	15	1125	90	13	1170	45
11	Toallas limpiadoras húmedas	75	16	1200	90	14	1260	60
12	Toallas limpiadoras secas	1000	1	1000	80	13	1040	40
12	Toallas limpiadoras secas	1000	2	2000	80	25	2000	0
12	Toallas limpiadoras secas	1000	3	3000	80	38	3040	40
12	Toallas limpiadoras secas	1000	4	4000	80	50	4000	0
12	Toallas limpiadoras secas	1000	5	5000	80	63	5040	40
12	Toallas limpiadoras secas	1000	6	6000	80	75	6000	0
12	Toallas limpiadoras secas	1000	7	7000	80	88	7040	40
12	Toallas limpiadoras secas	1000	8	8000	80	100	8000	0
12	Toallas limpiadoras secas	1000	9	9000	80	113	9040	40
12	Toallas limpiadoras secas	1000	10	10000	80	125	10000	0
12	Toallas limpiadoras secas	1000	11	11000	80	138	11040	40

Las equivalencias mostradas en la tabla son referencia en caso de cantidades mayores de solicitud podrán calcularse respectivamente en cada insumo.

CREATIVIDAD E INTEGRACIÓN EN SERVICIOS MÉDICOS, S.A. DE C.V.

Av. Gustavo Baz 309 • Edif. A2 Piso 3 D303 • Centrum Park • La Loma
Tlalnepantla de Baz • Estado de México • 54060 MTE9909144K1 • Tel. [REDACTED]

www.creamedic.com.mx

CREAMEDIC

Anexo D. Plan de Ejecución

Instalación de 12 equipos maceradores

Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Noviembre 2022



Proceso de Instalación

CREAMEDIC

CREAMEDIC pone a disposición de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México la instalación sin costo adicional de 12 equipos maceradores compatibles con los insumos del Contrato No. SSCDMX-DGAF-213-2022 relativo al Servicio Integral de Macerador para su instalación en las unidades hospitalarias atendidas en el citado contrato.

Los equipos maceradores atenderán las siguientes características mínimas señaladas en la Ficha Técnica y serán distribuidos de acuerdo con la siguiente tabla:

Hospital	Equipos Maceradores a Instalar
Hospital General Ajusco Medio Dra. Obdulia Rodríguez	2
Hospital General Tláhuac Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua"	3
Hospital General Xoco	3
Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez	4
Total	12

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

Proceso de Instalación

CREAMEDIC

La Dirección de la Unidad Hospitalaria deberá proporcionar las facilidades para la realización de los trabajos confirmando los días y horarios para la instalación

CREAMEDIC considera para el suministro de energía al equipo macerador ubicar el tablero de donde se alimenta el cuarto séptico para poder derivar de ahí un tablero qo4, incluirá la instalación de un interruptor termomagnético (con una pastilla de alimentación de 20 Amperes) dedicado al equipo macerador considerando cableado y tubería tipo conduit de pared delgada y tomacorriente a 110 v, toda la instalación será aparente.

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

Proceso de Instalación

CREAMEDIC

CREAMEDIC considera para la instalación hidráulica, realizar la habilitación de una alimentación hidráulica para el equipo macerador. Para ello es necesario localizar el punto de conexión más cercano al cuarto séptico para hacer una derivación por medio de conexión tipo "T" seguida de una reducción, conector hembra, conector macho de ppr, trayectoria hidráulica en 25mm ppr hasta llegar al cuarto séptico, es necesario colocar una válvula de seccionamiento la cual deberá colocarse antes de llegar al equipo macerador) la soportería implementada será por medio de abrazaderas tipo pera en sentido horizontal de 25mm y abrazaderas tipo omega en sentido vertical.

Así mismo se requiere una descarga sanitaria de 4" con una reducción bushing de 4X2" y un adaptador de hule de 50x38mm. Esta descarga sanitaria debe considerar PVC sanitario DWV unido mediante pegamento para PVC de alta densidad, soportería a dada 1.5ml conformada por un taquete expansivo tipo Z 3/8, varilla roscada 3/8 tres juegos de tuerca y roldana 3/8. Preferentemente esta descarga se conectará a la vertical más próxima mediante una yee de fofo, 3 coples tisa tar. Para la descarga sanitaria del lavamanos se deberá instalar una bajada de 2" -

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

Ficha Técnica Equipo Macerador

CREAMEDIC

Características Mínimas:

- Los equipos Maceradores deberán pulverizar y eliminar tanto contenedores de pulpa médica de un solo uso como los desechos humanos asociados. El equipo deberá cumplir al menos los siguientes parámetros técnicos, para lo cual el licitante deberá exhibir en su propuesta técnica el manual del equipo subrayando las prestaciones solicitadas:
- Voltaje 110-120 VAC/60Hz
- Una interfaz de usuario segura e higiénica, sin contacto manual y con operación a manos libres para la apertura y para el cierre de la compuerta (sensor de pie/sensor infrarrojo de mano)
- Superficies antimicrobianas para minimizar el riesgo de infección.
- Cámara principal de trituración de acero inoxidable.
- Aspas libres de filo para protección en caso de accidente por rozadura.
- Segunda cámara de filtrado y trituración mediante aspas complementarias.
- Gabinete de acero inoxidable 304
- Aplicación de desinfectante con dosificación programable para la cámara de maceración.

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

noviembre de 2022

Ficha Técnica Equipo Macerador

CREAMEDIC

Características Mínimas:


- Opciones de software programable
- Tiempo de ciclo de operación programable
- Capacidad de macerar 6 piezas por ciclo.
- Eficiencia del consumo de agua de 5.35 litros (o menor), producto de dividir las 6 piezas maceradas entre el consumo de agua por ciclo.
- El equipo propuesto por el proveedor deberá contar con un sistema avanzado de protección contra obstrucciones que evite la llegada al drenaje principal de objetos ajenos, tales como guantes, agujas, ropa, entre otros.
- Sistema de flujo abierto, continuo, estable y libre de presión para la prevención de sedimentación o sarro por residuos de pulpa en la cañería
- No se aceptarán sistemas que promuevan la maceración por descarga hidráulica a sobrepresión ya que fomenta el paso de partículas superiores a 4 mm y la adhesión de pulpa de sarro en las cañerías con los respectivos costos para el Instituto.
- Sistema de prevención de sedimentos que con el tiempo pueden adherirse al drenaje hidrosanitario.
- Función programable de descarga para evitar secado en drenaje y favorecer la autolimpieza durante los intervalos de menor uso.

Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

noviembre de 2022

Cronograma de Instalación

Hospital	Maceradores a Instalar	Días de ejecución	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hospital General Ajusco Medio Dra. Obdulia Rodríguez	2	6 a 8																				
Hospital General Tiáhuac Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua"	3	7 a 9																				
Hospital General Xoco	3	7 a 9																				
Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez	4	9 a 11																				



Secretaría de Salud de la
Ciudad de México

noviembre de 2022

Handwritten signature

Handwritten signature